

Combinations by Indication

	Esthetic Luting Composite		Universal Luting Composite System	Self-adhesive Resin Cement
Cement	Variolink® Esthetic		Multilink® Automix	SpeedCEM®
Curing Mode	Light-cure	Dual-cure	Self-cure with light-curing option	Self-cure with light-curing option
Cementation Method	Adhesive: Adhese® Universal or Syntac®	Adhesive: Adhese Universal or Syntac	Adhesive: Multilink Primer A/B	Self-Adhesive
Metal / Metal-based				
Inlays/Onlays/Partial crowns	—	—	✓	✓
Crowns/Bridges	—	—	✓	✓
Endodontic Posts	—	—	✓	✓
Maryland Bridges	—	—	✓	—
Glass-Ceramics eg IPS Empress®				
Inlays/Onlays/Partial Crowns	✓	✓	✓	—
Veneers	✓	✓	—	—
Crowns	—	✓	✓	—
Lithium-Disilicate (LS₂) eg IPS e.max®				
Occlusal Veneers	✓	✓	—	—
Thin Veneers/Veneers	✓	✓	—	—
Inlays/Onlays/Partial Crowns	✓	✓	✓	—
Crowns	—	✓	✓	✓
3-unit bridges	—	✓	✓	✓
Oxide-Ceramics (Zirconia /Alumina) eg Zenostar®, IPS e.max ZirCAD				
Crowns/Bridges	—	—	✓	✓
Endodontic Posts	—	—	✓	✓
Indirect Composites eg SR Nexco®				
Inlays/Onlays	✓	✓	✓	—
Crowns	—	✓	✓	—
Endodontic Posts	—	—	✓	✓

✓ Recommended product combination
 — Not recommended



Please take note of the corresponding Instructions for Use.

CEMENTATION NAVIGATION SYSTEM

EN Finding your way out of the cements maze

This multimedia application supports you in making the right choice for each indication. Whether it is natural tooth structure or an implant abutment: Detailed animation clips guide you through the application protocol in each case to achieve an ideal cementation.

DE Raus aus dem Befestigungslabyrinth

Diese Multimedia-Applikation unterstützt Sie bei der Auswahl des geeigneten Befestigungsmaterials. Detaillierte Animationen führen Sie durch das Anwendungsprotokoll. In jeder Situation, egal ob auf natürlicher Zahnschubstanz oder auf Implantat-Abutments.

FR Trouvez votre chemin dans le labyrinthe du collage

Cette application multimédia vous aidera à faire le bon choix pour chaque indication. Sur pilier naturel ou implantaire, chaque cas est illustré par des animations qui vous permettront d'obtenir le collage idéal.

IT Esci dal labirinto della cementazione

Questa applicazione multimediale è di supporto nella scelta dell'ideale materiale da fissaggio. Informazioni dettagliate vi condurranno attraverso il protocollo di lavorazione. In qualsiasi situazione, sia su sostanza dentale naturale che su abutment di impianti.

ES Encuentre la salida del laberinto de los cementos

Esta aplicación multimedia le ayudará a acertar en su decisión para cada indicación. Ya sea una cementación sobre diente natural o sobre un pilar de implante: Animaciones detalladas le guiarán a través de los protocolos de aplicación en cada caso para alcanzar una cementación idónea.



Ivoclar Vivadent AG

Bendererstr. 2

9494 Schaan

Liechtenstein

Tel. +423 235 35 35

Fax +423 235 33 60

www.ivoclarvivadent.com



www.cementation-navigation.com

ivoclar
vivadent
passion vision innovation